

Új Leica DM3000 mikroszkóp raktárról

Főbb jellemzők:

- áteső fény (30 W) megvilágítás
- motorizált kondenzátor
- 6-szoros automatizált objektívrevolver
- automatikus fényerő beállítása
- beépített halogén izzó 12V 30W
- jobb és bal oldali működés

Objektívek:

Obj. N PLAN 10x/0.25 , -/B, 17.6

Obj. N PLAN 20x/0.40 0.17/D 0.39

Obj. N PLAN 40x/0.65 0.17/D 0.36

Obj. N PLAN 100x/1.25 OIL -/D 0.12

Bővebb technikai információ:

<http://www.leica-microsystems.com/products/light-microscopes/clinical/upright-microscopes/details/product/leica-dm3000/>

Eredeti ár: **2.128.764** Ft + ÁFA

Kedvezményes ár: **1.300.000** Ft + ÁFA



Thermo Scientific NESLAB RTE-7 Digital Plus termosztát

Főbb jellemzők:



- 7 literes hűtött-fűtött, keringetett fürdő bármilyen külső vagy belső termosztáláshoz
- Széles hőmérséklet tartomány (-25°C és +150°C között) és nagy hűtési kapacitás (500W)
- Ideális sok vagy nagy mennyiségű minta termosztálására
- Digitális LED kijelző
- Választható felbontás: 0,1°C vagy 0,01°C
- Felhasználó által beállított alacsony és magas hőmérséklet riasztási értékek
- Automatikus tartály feltöltő csatlakozó
- Távérzékelő csatlakozó
- RS-232 és RS-485 kommunikációs csatlakozó
- Ki/be kapcsolós időzítő, órával
- Némítható biztonsági riasztás
- Hegesztés nélküli rozsdamentes acél tartály
- Biztonsági leállítás alacsony folyadék szint esetén
- Környezetbarát, R134a CFC-mentes hűtőközeg
- Leeresztő cső a gyors és tiszta folyadékcseréhez
- Méretek (Ma x Szé x Mé): 60 cm x 23,5 cm x 44,5 cm
- Súly: 27 kg

Bővebb technikai információ:

http://www.thermo.com/eThermo/CMA/PDFs/Product/productPDF_25045.pdf

Eredeti ár: **880.000** Ft + ÁFA

Kedvezményes ár: **650.000** Ft + ÁFA

CP-Analitika Kft.